

Etape 1

Je vérifie la date de péremption des tubes et la version des bons*

Unités de soins

Laboratoire

Etape 5

Je m'assure que l'acheminement des échantillons respecte les délais requis*

Je vérifie les horaires de navettes*



Si besoin j'appelle Logicourses au
22 600

Etape 2

Je demande au patient de s'identifier

Je prélève en suivant les recommandations « prélèvement sanguin »

J'identifie les tubes* aussitôt au chevet du patient



**Ceci n'est pas un tube...
...c'est un patient.**

Etape 4

Je conditionne les échantillons pour le transport à la température requise*

Température ambiante		+4°C (trousse)	+37°C (thermos)
Non urgent coursier - navette	URGENT 30min	URGENT 30min	URGENT 30min

Etape 3

Je complète le bon d'examen

- Identité patient
- Numéro UF
- Date et heure **réelles**
- Identité prescripteur/préleveur

Ou je joins le bon de prescription informatisé

- Je coche les examens prescrits

J'ajoute les informations nécessaires :

- Thérapeutique (traitements)
- Clinique
- Prélèvement difficile
- Malaise
- ...

- Je vérifie la concordance d'identité entre les bons et les tubes